

Protège-talon Z-flex Heel Boot



- La botte Z-Flex offre un déplacement d'air positif et un positionneur fluidisé pour mettre totalement en décharge le talon et répartir la pression sur le tendon d'Achille afin d'aider à prévenir et à gérer les escarres du talon
- Un coussin d'air intégré soutient également le bas de la jambe et empêche une surextension du genou
- La position du pied est ajustable au moyen de courroies pour le placement de la cheville, si bien que vous pouvez adapter la position et la modifier facilement en fonction du patient et de la situation
- La botte est facile d'utilisation, une ouverture intégrée permet d'examiner rapidement le talon sans devoir ôter le

dispositif

- Sangles ajustables au niveau des tibias pour s'adapter aux jambes de toute taille
- Facilite l'utilisation de dispositifs de compression séquentielle
- Instruction de nettoyage: Utilisez un désinfectant à usage hospitalier ou un nettoyant/ désinfectant antimicrobien ménager conformément aux indications mentionnées sur l'étiquette. N'utilisez pas d'eau de Javel. L'utilisation prolongée de désinfectants à base d'alcool peut réduire la durée de vie du dispositif.

