

## STYLE BIS Bi Matière orange



Code article : **1020090S5**

Code GTIN : 3615800000661

Famille :  
**Aides à la marche**

Description :  
**Canne anglaise haut de canne bi-matière poignée orange, tube aluminium époxy orange.**

Usage revendiqué :  
Aide à la marche manipulée avec un bras

Dispositif médical : oui      Classe du DM : I

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication

Code identification individuelle LPPR: 6259242  
(CANNE METALLIQUE REGLABLE AVEC APPUI ANTEBRACHIAL OU POIGNEE EN T, ACHAT, VILGO)



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée\* : 750 mm
- Hauteur maxi sol / poignée\* : 975 mm

→ plage de réglage : 225 mm (tous les 25 mm)

\* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

#### Description technique

- Haut de canne bi-matière en polypropylène, poignée orange
  - Mât : tube en aluminium Ø 22,5x1 (roulé soudé-5086) – L= 570 mm  
2 positions de réglage
  - Rallonge : tube en aluminium Ø 20x1 (roulé soudé-5086) – L=490 mm  
5 positions de réglage
  - Finition tubes : époxy orange
  - Bague anti-jeu entre mât et rallonge
  - Embout anti-bruit
  - Blocage réglage en hauteur par clip
  - Embout Optiflex noir
- Emballage par paire en **poche Vilgo 300x1250**

Poids du produit :

**0,54 kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **Mars 2015**

**Version mise sur le marché à partir de : 21/06/2023**


### Etiquetage produit



## STYLE BIS Bi Matière orange



### Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A102023	1	Haut de Style BI-MAT orange
2	E102036	1	<b>Mât époxy</b> (tube alu Ø22.5x1- L=570 – 2 trous)
3	A000126	1	Clip de 22.5 noir
4	A000002	1	Bague diam. 22.5 noire
5	E102037	1	<b>Rallonge époxy</b> (tube alu Ø20x1- L=490 – 5 trous)
6	A000134	1	Embout antibuit
7	A102069	1	Embout Optiflex noir