

CF 17



Code article : 1030065

Code GTIN : 3615800001156

**Famille :
Cannes métalliques**

Description :
Canne de malade fantaisie en aluminium, réglable en hauteur, avec dragonne.

Usage revendiqué :
Les cannes métal sont des aides à la marche manipulées avec un bras.
Leur utilisation est intérieure ou extérieure.

Classe du dispositif : 1 (non invasif)

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication

Code identification individuelle LPPR: 6259242
(CANNE METALLIQUE REGLABLE AVEC APPUI ANTEBRACHIAL OU POIGNEE EN T, ACHAT, VILGO)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini : 770 mm
- Hauteur maxi : 995 mm
- Epaisseur poignée : 24 mm

* position médiane sur poignée – tolérance ± 5mm

Description technique

- Mât : tube alu Ø 22x1 sans soudure
- Rallonge: tube alu Ø 19x1 sans soudure
- Bague anti-jeu entre mât et rallonge
- Poignée en T bois laqué
- Réglage : 10 positions - blocage du réglage en hauteur: cliquet simple
- Embout 18x38 noir
- Finition : motif
- Dragonne

Poids du produit :

0,320 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Fév 2015

Etiquetage produit

