

Aseptonet alcoholvrije ontsmettingsdoekjes Pakje van 100



- Dikke doekjes (18 x 20 cm) voor reiniging en desinfectie, geschikt voor:

- Niet-poreuze harde oppervlakken in medische omgevingen, openbare instellingen of plaatsen met publiek (deurkrukken, tafels, stoelen, toiletten, enz.).
- Niet-poreuze harde oppervlakken van niet-kritische medische hulpmiddelen (ziekenhuisbedden, monitors, aansluitingen, enz.).

- Gebruiksaanwijzing:

Klaar voor gebruik en geschikt voor eenmalig gebruik. Open het deksel en verwijder de zelfklevende sticker. Neem een doekje uit de verpakking. Gebruik 3 doekjes per m² van het te reinigen en te desinfecteren oppervlak. Laat 5 minuten inwerken. Niet naspoelen, behalve als het product in contact komt met voedingsmiddelen of dierenvoeder.