

Rehausse-wc en mousse injectée, avec couvercle, hauteur 11 cm.



- Positionnement immédiat sur les toilettes.
- S'emboîte parfaitement.
- Dimension intérieure de la lunette (trou) 21,5 de large et 26 cm de long
- Largeur hors tout 37,5 et longueur : 40 cm
- Encrage ext 15 cm de haut, rainure interne 3 cm de profondeur
(maintien sur porcelaine)
- Entretien : liquide ménager non abrasif, séchage avec un chiffon doux

