

Sur élévateur de toilette Etac Swift



- Procure un appui stable, sa surface large et ses embouts souples spéciaux permettent une excellente adhérence au sol
- Réglable en hauteur et peut être légèrement incliné vers l'avant. Le patient peut ainsi se mettre debout avec moins de difficultés et la pression sur les articulations des hanches est réduite.
- Les pieds s'enlèvent facilement pour le transport
- Largeur totale: 56 cm
- Largeur entre les accoudoirs: 45 cm
- Largeur du siège: 54 cm
- Hauteur du siège: 42-57 cm
- Matériaux: siège et accoudoirs en polypropylène, pieds en aluminium et polyamide, embouts en TPE
- Poids: 3,9 kg