

## Coussin Gel Air 2D "Klé" • Dimension : 45 x 45 x 6 cm



- Fourni avec une enveloppe 3D antidérapante empêchant les chutes et une enveloppe PU
- Pour une utilisation courante.
- Niveau de risque modéré à élevé.
- Pour des patients de forte corpulence.
- Nomenclaturé N° 520516 110101000177.
- Poids avec emballage: 3 kg 20
- Poids sans emballage: 2 kg 90

Coussin mixte composé d'une base en mousse haute résilience de forte densité à découpe ergonomique et d'une plaque supérieure remplie de gel viscoélastique réticulé non coulant.

La mousse permet un meilleur enfoncement des saillies osseuses, favorise la répartition des pressions et diminue l'effet de cisaillement.

L'efficacité de la combinaison des deux matériaux apporte un confort accru.

- · VSB:/
- Iriscare: /
- AVIQ: 110518 110101000177

www.gohy.be