

Toile de transfert tubulaire, 122 x 100 cm, rouge.



- Les matelas tubulaires glissants Mobi-tools sont très utiles pour effectuer les tâches de repositionnement du patient au lit et comme complément pour effectuer les transferts.
- Les caractéristiques particulières du tissu avec lequel

elles sont fabriquées, lui confèrent des qualités ultra-glissantes et aident les soignants à effectuer leur travail avec beaucoup plus de confort et de sécurité, en évitant les blessures par surmenage grâce à un faible frottement.