

Wind 1 chaise sans accoudoirs, hêtre, vinyle mastic



Structure en hêtre.

Rembourrage en polyuréthane expansé non feu type CMHR densité 40 kg/m³.

Densité dossier 30 kg/m³.

Recouvrement de l'assise et du dossier en vinyle non feu classe M1.

Hauteur totale : 81 cm

Largeur totale : 48 cm

Profondeur totale : 60 cm.

Hauteur d'assise : 46 cm.

Poids chaise: 7,3 kg

Coloris: Mastic