

Chaise roulante de douche Etac Clean 24''



- Convient aux personnes qui peuvent diriger la chaise seules et souhaitent maximiser leur mobilité
 - Les roues de la chaise sont positionnées pour simplifier les manœuvres, sans pour autant que la sécurité ni le confort en soient diminués
 - En raison du grand espace dégagé sur le siège devant les roues, les transferts vers et depuis la chaise deviennent moins complexes
 - Les manettes de freinage, positionnées sous le siège, ne gênent pas le transfert tout en demeurant accessibles
 - Apporte les mêmes avantages que les autres produits de la gamme Clean, mais peut de surcroît être maniée par un utilisateur sans aide
 - Le repose-pieds est unique et coulisse sous la chaise lorsqu'il est inutilisé.
 - La surface légèrement incurvée assure un confort optimal aux pieds, qui sont également protégés par la partie latérale du repose-pieds
- Avec accoudoirs amovibles
 - 4 roulettes dont 2 avec frein
 - Poids: 20 kg
 - Adaptateur de roue arrière: aluminium
 - Roues arrières: polyamide, pneus increvables
 - Châssis: tube en acier revêtu de peinture en poudre
 - Assise/dossier/accoudoirs/repose-pieds: polypropylène
 - Supports des roulettes: polyamide
 - Roulettes avec roulement à billes: polyamide/TPE
 - Poids max utilisateur: 130 kg
 - Largeur totale: 69 cm
 - Hauteur d'assise: 55 cm
 - Longueur accoudoir: 36 cm
 - Profondeur d'assise: 44 cm
 - Largeur d'assise: 48 cm
 - Hauteur d'accoudoirs: 22 cm
 - Hauteur totale: 107 cm