

Tabouret de douche Etac Easy



- Tabouret de douche de forme ronde.
- Facile à utiliser et à déplacer.
- Son assise ronde est toujours dans la bonne position.
- Il peut s'équiper d'un coussin d'assise imperméable.
- Dimensions :
- Encombrement : 49,5 - 53,5 cm
- Largeur du siège : 40 cm de diamètre
- Hauteur du siège : 42-57cm
- Matériaux: polypropylène et aluminium.
- Poids: 2,8 kg
- Capacité 200 Kg
- Coloris: gris