

Siège de douche RELAX avec accoudoirs, blanc



- Le siège de douche escamotable
- Etac Relax à fixation murale vous offre une assise sûre pour profiter pleinement d'une douche bienfaisante.
- Dos confortable reflétant la chaleur.
- Accoudoirs ergonomiques soft grip avec surface antidérapante. • Largeur 40 cm
- Largeur avec accoudoirs 53 cm
- Profondeur replié / abaissé 8 / 45 cm

- Poids utilisateur maximum
- Poids: 125 kg
- Le siège est très confortable grâce à son assise arrondie et ergonomique.
- Très élégant en position abaissée, il l'est tout autant une fois replié contre la paroi.
- Compact pour un minimum d'encombrement.
- Montage simple avec seulement trois points de fixation