

## Chaise roulante de douche Etac Clean



- La hauteur peut être ajustée pour correspondre aux besoins de chaque utilisateur, par exemple pour simplifier les transferts ou pour permettre l'installation sur les toilettes
- Le réglage est simple et aucun outil n'est requis
- Hauteur d'assise réglable de 47,5 à 60 cm
- Cette chaise est sûre et ergonomique aussi bien pour les utilisateurs que pour le personnel soignant
- Se dirige sans difficulté grâce à sa large poignée de poussée, dont la conception verticale intelligente garantit que la chaise s'adapte parfaitement, même sur des toilettes suspendues
- La chaise est ouverte à l'arrière pour faciliter l'accès
- Le repose-pieds est unique et coulisse sous la chaise lorsqu'il est inutilisé
- La surface légèrement incurvée assure un confort

optimal aux pieds, qui sont également protégés par la partie latérale du repose-pieds

- Avec accoudoirs amovibles
- 4 roulettes avec frein
- Poids: 14,2 kg
- Poids max utilisateur: 130 kg
- Châssis: tube en acier revêtu de peinture en poudre
- Assise/dossier/accoudoirs/repose-pieds: polypropylène
- Supports des roulettes: polyamide
- Roulettes verrouillables avec roulement à billes: polyamide/TPE
- Largeur totale: 57 cm
- Longueur accoudoir: 36 cm
- Profondeur d'assise: 44 cm
- Hauteur d'accoudoirs: 22 cm

