

Pèse-personne digital à colonne.



- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure.
- Hygiénique et facile à nettoyer.
- Stable et antidérapant grâce à ses pieds en caoutchouc.
- Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités.
- Fonction Data Hold: en cas d'arrêt, l'affichage du poids "se fige" automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée.
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches.
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids.
- Fonctionnement possible avec 6 piles 1.5V AA (non incluses), durée de service env. 170 h ou sur secteur.
- Ecran LCD, hauteur de chiffres 25 mm.
- Dimensions plateau: 315 x 300 x 60 mm (L x P x H).
- Dimensions totales: 315 x 440 x 1010 mm (L x P x H).
- Bloc d'alimentation (externe) inclus.
- Poids net env. 6,4 kg.
- Portée max. 300 kg.