

Transat de bain OTTER pour enfant - Médium.



Support postural optimisé pour l'enfant dans le bain ou sous la douche.

Garniture en maille nylon amovibles et lavables en machine.

Réglages ultra rapides des angles de dossier et d'assise séparément.

Livré avec appui-tête et sangles de maintien.

Largeur d'assise: 37 cm

Largeur hors-tout: 41 cm

Profondeur d'assise: 33 cm

Hauteur dossier: 64 cm

Hauteur d'assise à l'avant (pieds pliés ou dépliés): 14 ou 26 cm

Taille de l'enfant: jusqu'à 127 cm

Matière: plastique et maille nylon

Poids max utilisateur: 60 kg