

Novasource GI Control Flacon de 500 ml



- Nutrition orale ou par sonde des patients de plus de 3 ans
- Aliment diététique à usage médical
- Alimentation complète par sonde
- Source de fibres (gomme de guar partiellement hydrolysée)
- Prêt à l'emploi.
- Indications: dénutrition ou risque de dénutrition - Problèmes gastro-intestinaux.
- Caractéristiques: 550 kcal, protéines 20,5 g, glucides 72,5 g, lipides 17,5 g, fibres 10,5 g.