

Peptamen Junior Advance Flacon de 500 ml



- Peptamen® Junior Advance est une préparation nutritionnelle entérale équilibrée, entièrement résorbable, à base de peptides de lactosérum de faible poids moléculaire
- Hypercalorique, contient du Prebio1™, riche en TCM, contient des acides gras oméga-3
- Destinée à l'administration par sonde des enfants à partir

de 1 an

- Pour 100 ml : Protéines: 4.5 g (12 % kcal) dont 100% protéines de lactosérum Lipides: 6.6 g (39 % kcal) dont 61% MCT, 0,2 g Omega-3 Glucides: 18 g (48 % kcal) Fibres alimentaires: 0.54 g (1 % kcal) Energie: 150 kcal (1,5 kcal/ml)