

Médipore fixation adhésive perforée 15 cm x 10 m Boite de 12 rouleaux



- 3M Medipore est un sparadrap multi-extensible sur support papier.
- Ce Sparadrap s'adapte très bien aux formes du corps. Sa légère élasticité autorise un gonflement ou des mouvements sans dommages pour la peau.
- Le Sparadrap Chirurgical Hypoallergénique 3M Medipore présente une excellente adhérence, mais sa douceur convient parfaitement pour les peaux fragiles.
- Poreux et perméable à l'air, il offre un confort accru pour le patient.
- Non-stérile.