

Bande de fixation Mollelast Haft, 6 cm x 20 m, non-stérile



Bande de fixation cohésive à grande capacité d'étirement, élastique dans le sens de la longueur et extensible dans le sens de la largeur.

Ces qualités, associées à un revêtement auto-adhésif, permettent une application rapide et économique.

Bande cohésive conçue pour la fixation de tous les

pansements, particulièrement pour les membres et les articulations. Elle apporte un soutien lors d'activités sportives mais peut tout aussi bien être utilisée pour la fixation de cathéters.

Elle est perméable à l'air et bien tolérée par la peau.

Etui individuel