

Tigettes glycémie Accu Chek Aviva

Boîte de 50



Les tigettes Accu-Chek Aviva sont utilisées pour la détermination quantitative de la glycémie à l'aide du lecteur de glycémie Accu-Chek Aviva.
La teneur en sucre dans le sang est exprimée en mg / dl.
La bandelette de test Accu-Chek Aviva est plus grande que la bandelette moyenne et donc pratique et facile à

doser.

Bandelette de test simple et à absorption rapide

- Très petite goutte de sang requise
- Absorbe le sang rapidement