

## Siège de bain électrique "Bellavita" modèle Confort, avec rabats pour la baignoire, bleu.



- Commande à main étanche, accrochable au dossier.
- Le revêtement est lavable jusqu'à 60°C (ne pas mettre dans le sèche-linge).
- Utilisation immédiate. Facile à transporter et à mettre en place.
- Forme ergonomique de l'assise et du dossier.
- Charge maximale: 140 kg.
- Profondeur: 42 cm
- Position d'assise la plus basse: 6 cm
- Position d'assise la plus haute: 48 cm
- Dossier inclinable de 10° à 50°
- Hauteur du dossier: 64 cm
- Largeur du dossier: 32-36 cm
- Largeur d'assise : 38 cm
- Largeur totale : 70 cm
- Tension: 12 V
- Batterie: 12 V, nouvelle technologie au lithium-ion.