

Resource Optifibre Boîte de 250 g



- Nutrition médicale orale sous forme de poudre à base de fibre 100% soluble et fermenticible (prébiotique), en complément de l'alimentation
- Régule le transit intestinal : indiqué en cas de constipation et/ou de diarrhée
- Goût: neutre
- Ne modifie pas ni l'odeur ni la consistance de la boisson ou du repas
- Sans gluten

- Caractéristiques: pour 100 g de poudre: 323 kcal
- Dosage: 1 mesurette rase de +/- 5 g contient 4 g de fibres solubles
- Dosage conseillé: 5 à 25g d'Optifibre par jour ou suivre recommandation médicale
- Augmenter progressivement la prise quotidienne
- Répartir les prises par repas sur la journée et maximum 1 mesurette par repas