

Urinal pour hommes autoclavable



- Avec poignée ergonomique et système exclusif anti-déversement
- S'utilise en toute sécurité en position assise ou allongée
- Un adaptateur féminin s'emboitant directement sur le cône est disponible
- Utilisation et entretien simplifiés grâce à un système d'ouverture et de fermeture facile: tourner la bague pour

retirer le cône

- Bouchon de vidange avec joint incrusté
- Graduations de niveau
- Capuchon de sécurité anti-odeur
- Entretien: eau et désinfectant habituel (type javel) ou Autoclave à 130 °C
- Contenance: 1,5 L