

Bidet pour cuvette de wc standard



- S'installe facilement sur la lunette des WC pour servir de bidet
- Peut également s'utiliser au lit pour l'hygiène intime
- Léger et pratique
- Très facile à entretenir
- Longueur sans le porte savon: 32 cm
- Largeur sans rebords: environ 25 cm
- Largeur avec rebords: environ 35 cm
- Largeur des rebords: 5 cm
- Hauteur: 9 cm
- Contenance: 3 L
- Poids: 350 gr
- Poids maximal autorisé: 130 kg
- Matière: polypropylène
- Couleur: blanc

