

Aérosol professionnel Airpro Plus



- Générateur d'aérosol professionnel à usage hospitalier, de soin à domicile et de location
- Compresseur puissant et durable pour une utilisation intensive
- Débit réglable pour l'optimisation des paramètres de traitement
- Nébuliseur RF7 Dual Speed Plus à pulvérisation améliorée
- Livré avec masques adulte et enfant Soft Touch, nébuliseur RF7 Dual Speed avec système de valve et un filtre haute efficacité qui peut être vérifié à travers le couvercle transparent
- Compresseur puissant pour une utilisation en continu et

un niveau de bruit faible

- Cet aérosol peut être transporté au moyen d'une poignée intégrée ergonomique
- Flux de nébulisation: entre 0,29 et 0,65 ml/min
- Pression: 3,5 Bar
- Taille des particules: min 2,21 μm - max 2,38 μm
- Volume du récipient: 8 ml
- Bruit: 55 dB
- Alimentation : 230 V – 50 Hz – 150 VA
- Dimensions: 26 x 12 x 23,5 H cm
- Poids 2,4 kg