

Thermomètre électronique sans contact Pangao



- Mesure la température corporelle de 30°C à 42,2°C sans contact
- Mesure la température des surfaces de 0° à 93,2 °C
- Précision de 0,2°C avec une résolution de 0,1°C
- Mesure rapide en 1 seconde
- Le niveau d'alarme réglable avertit l'utilisateur visuellement et auditivement en cas de dépassement de la température prédéfinie
- Distance de mesure optimale: 3 à 5 cm
- Température lisible sur l'écran LCD rétro-éclairé en appuyant sur le bouton
- La mémoire stocke jusqu'à 9 mesures pour un rappel facile
- Livré avec 2 piles 1.5V AAA
- S'éteint automatiquement après 30 secondes
- Ecran rétro-éclairé avec 4 couleurs

