

Matelas latéralisant Pro Care turn



- Dimensions: 85X200X20 cm
- Convient aux patients présentant un risque élevé à très élevé d'escarres
- Mode thérapie avec rotation bilatérale à 30° pour un soulagement optimal des pressions
- Mode thérapie 3-en-1 pour des programmes de soins personnalisés avec un positionnement patient aisé et sans effort
- Convient pour une utilisation en service de soins intensifs
- Housse Bi-élastique dans les 4 sens: faible friction et

cisaillement, respirante, perméable à la vapeur, résistant au feu, imperméable aux liquides

- Passe-câble: réduit les risques de chutes pour un environnement plus sûr
- Gonflage en position assise : pour un support optimal au niveau de la zone sacrée en position assise
- Alarmes visuelle et sonore : basse pression , rupture d'alimentation , support technique
- Normes feu : EN 597-1 & EN 597-2
- Poids maximum patient: 180 kg