

## Fauteuil roulant pliant Rotec, largeur 50 cm



Structure en tube d'acier verni.  
Accoudoirs ajustables et amovibles.  
Siège et dossier en nylon noir.  
Avec repose-pieds.  
Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°  
Pneus pleins indestructibles et roues détachables

Poids maximum autorisé: 125 kg  
Hauteur total: 96/103 cm

Hauteur d'assise: min 51 cm - max 56 cm  
Profondeur d'assise: 43 cm  
Dimension roues avant: 20 x 5 cm  
Dimensions roues arrières: 24" x 1 3/8"  
Largeur totale roue comprise 70cm  
Longueur totale avec repose-pieds: 106 cm  
Longueur totale sans repose-pieds: 81 cm  
Poids de la chaise: 20 kg