

Fauteuil roulant pliant Rotec, largeur d'assise 54 cm



Structure en tube d'acier verni.
Accoudoirs ajustables et amovibles.
Siège et dossier en nylon noir.
Avec repose-pieds.
Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
Pneus pleins indestructibles et roues détachables
Poignées réglables en hauteur.
Poids maximum autorisé: 125 kg

Hauteur total: 94/101,5 cm
Hauteur d'assise: min 51 cm - max 56 cm
Profondeur d'assise: 43 cm
Dimension roues avant: 20 x 5 cm
Dimensions roues arrières: 24" x 1 3/8"
Longueur totale avec repose-pieds: 106 cm
Longueur totale sans repose-pieds: 81 cm
Poids: 21 kg