

Chariot trolley pour Raizer II



- Le chariot Raizer est un chariot léger et pliable en aluminium qui vous aidera à transporter votre Raizer. Si vous devez transporter votre Raizer et l'emmener partout, des maisons de soins aux abris contre les chutes dans des endroits reculés, ce chariot vous facilitera grandement la tâche.
- Il vous permet également de ranger votre Raizer proprement, de le garder propre, bien rangé et en bon état - et vous saurez toujours où il se trouve !

- Le chariot Raizer est conçu de manière à ce que la housse de siège et la mallette de pièces puissent être placées côte à côte et l'une derrière l'autre. Une plaque métallique munie d'un ruban adhésif maintient les sacs fermement en place.
- La poignée de transport ergonomique permet de tirer et de manœuvrer facilement le chariot, et les roues en caoutchouc robustes vous permettent de traverser n'importe quel terrain.