

BD Vacutainer Eclipse aiguille de prélèvement sanguin Boîte de 100



- Aiguille de prélèvement multi-échantillons
- Avec système de sécurité intégré qui, une fois activé, protège contre les blessures par piqûre
- Alignement automatique avec le biseau de l'aiguille, évitant tout réalignement avant la ponction veineuse
- Bouclier de sécurité activable d'une main pour couvrir

l'aiguille immédiatement après le retrait de la veine

- Corps de prélèvement pré-monté: aucun assemblage manuel requis
- Prête à l'emploi et conditionnée individuellement dans un blister stérile
- Usage unique