

## Aiguilles à ailette Cathena 24G x 0,75 - jaune Boîte de 30



- Comprend la technologie de contrôle sanguin BD Multiguard™, qui est conçue pour arrêter l'écoulement du sang du cathéter jusqu'à ce que la connexion Luer soit établie.
- › Multiguard™ permet de réduire l'exposition accidentelle de sang pour les patients et le personnel soignant
- La pointe de l'aiguille est entièrement encapsulée

lorsque l'aiguille est retirée, ce qui réduit le risque de blessure accidentelle par piqûre d'aiguille.

- Disponible avec ailettes
- Convient à une variété de techniques d'insertion
- IRM conditionnelle
- Stérile, à usage unique