

Pansements absorbants, 10 x 20 cm, non stériles Boîte de 25



- Tampon absorbant prêt à l'emploi
- Structure en non tissé remplie de cellulose
- Non-adhérents aux plaies
- Complètement fermé
- Très grande capacité d'absorption
- Le non tissé spécial bleu protège contre la pénétration

- de la sécrétion de la plaie et protège ainsi le linge de lit et les vêtements
- Les coussinets absorbants non stériles peuvent être stérilisés.
- Pour le soin externe des plaies sécrétant sévèrement.
- Convient également pour le rembourrage des plaies.