

Gel douche Soft Shower Eucerin pH5 Flacon pompe de 400 ml



- Soft Shower Eucerin pH5 a été développé spécifiquement pour nettoyer en douceur les peaux sensibles, et est efficace même avec des lavages fréquents.
- Il contient du pH5 EnzymeProtection, une combinaison de Tampon Citrate pH5 et de tensioactifs extra doux qui préserve les enzymes de la peau, pour la renforcer et protéger des sensations de démangeaison.
- Il est démontré que les tensioactifs doux du Soft Shower Eucerin pH5 sont compatibles avec la peau et conviennent

donc pour nettoyer les peaux sensibles sujettes aux sensations de démangeaisons.

Ingrédients:

Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Myreth Sulfate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Sodium Chloride, Menthoxyprompanediol, Panthénol, Sodium Citrate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-200 Hydrogenated Glycerol Palmate, Polyquaternium-10, Sodium Benzoate, Parfum