

Epaderm crème Flacon de 500 g



- Epaderm Crème est un émollient, à base de composants cliniquement prouvés qui hydratent et adoucissent la peau.
- Epaderm Crème a toutes les qualités hydratantes et protectrices que peut avoir un émollient à base de paraffine et peut être utilisé pour le traitement d'appoint de l'eczéma, du psoriasis et tous les états de sécheresse cutanée.
- Composants d'Epaderm Crème
 - Paraffine jaune douce
 - Paraffine liquide
 - Cire émulsifiante
 - Chlorocrésol
 - Eau purifiée
- Avantages d'Epaderm Crème:
 - 2-en-1: à utiliser comme crème adoucissante et comme crème de douche hydratante
 - Aide à former une barrière contre la perte du film lipidique cutané
 - Sans paraben
 - Convient aux zones légèrement à moyennement atteintes
 - Peut être utilisé à tout âge, y compris les nourrissons