

STETHOSCOPE LITTMANN MASTER CARDIO BLEU MARINE

- Sa membrane réglable en une seule pièce permet une meilleure perception des sons à haute fréquence.
- Les deux côtés du pavillon (adultes et enfants) sont équipés de membranes réglables.
- Sa membrane moulée en une seule pièce en facilite la fixation et le nettoyage grâce à sa surface lisse.
- Pavillon polyvalent grâce à la possibilité de changer le côté pédiatrique par une bague anti-froid.
- Sa tubulure nouvelle génération est plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool, pour une plus longue durée de vie et un aspect plus net.
- La conception précise de son pavillon confère au stéthoscope une forme plus ergonomique.
- Le stéthoscope dispose aussi d'un indicateur du mode sur lequel il est configuré.