

## Intrasite Gel - Tube 25 g Boite de 10



- Le gel Intrasite favorise un débridement rapide mais doux des tissus nécrosés, tout en absorbant les débris fibreux, les exsudats et l'excès de liquide de la plaie.
- Il peut également être utilisé pour créer un environnement humide pour la plaie pendant les phases de granulation et d'épithélialisation de la cicatrisation.

Cela rend le gel Intrasite idéal pour une utilisation à tous les stades de la cicatrisation.

- Intrasite Gel est un hydrogel transparent et sans forme, composé de polymère de carboxyméthylcellulose modifié, de propylène glycol et d'eau.