

**Aiguilles Eurofine, noir, 22 G x 1 1/4.
Boîte de 100**



• 0,7 mm x 30 mm - I.M. / S.C. / I.V.

Aiguilles jetables disposant d'un embout Luer-Lock et d'une tige d'aiguille flexible en acier inoxydable. Grâce à une coupe spéciale en biseau, elles garantissent des injections indolores et un trauma minimal.

Le code couleur indique le diamètre (gauche) de l'aiguille.
Base en polypropylène translucide dans les couleurs standards

Diamètre extérieur de 0.45 à 1.2mm

Longueurs disponibles: 12, 16, 25, 30, 40, 50 mm

Sterilisation à l'oxyde d'éthylène

