

## Rouleau laminé SURGIPACK 200 m x 200 mm



Rouleaux laminé avec et sans soufflet latéral  
Rouleaux de laminé Fomed avec et sans pli latéral pour  
l'emballage de dispositifs médicaux pour la stérilisation à  
la vapeur et à l'ETO.  
Tous les produits stratifiés sont marqués CE et sont  
conformes aux normes EN-ISO 11607 et NEN-EN 868 et

DIN 58953.  
Papier de qualité médicale  
Laminé avec vapeur et indicateur ETO  
3 coutures à double joint (testées mécaniquement),  
empêchent l'ouverture accidentelle  
Film teinté qui rend les dommages possibles plus visibles