

Pompe Flocare infinity



- Flocare® Infinity™ est une pompe entérale compacte et légère
- Indication: administration continue ou par bolus de Nutrison, Nutrini ou Infatrini à des patients ambulatoires ou stationnaires.
- A utiliser avec le système d'administration Flocare® Infinity™ Pack ou Pack & Bottle Set
- Administration continue:
 - débit 1-400 ml/heure
 - incrémentation: 1 ml
- Administrer une dose:
 - débit: 1-4000 ml
 - incrémentation: 1 ml
- Autonomie: 24 heures à 125 ml/heure
- Poids: 392 grammes