

## Container à aiguilles PACTO + 4,5 litres.



- Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.
- Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux. Il possède une large ouverture ovale (90 x 45 mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.
- Le montage à l'endroit du couvercle est facilité grâce à une marque gravée dans le couvercle.
- Le poids du couvercle a été réduit pour réduire les coûts d'incinération.
- Ajout d'un opercule dédié aux lames de bistouris/scapels et renforcement de l'opercule de dévissage.
- Clippage sonore (4 clics bien audibles assurant le bon maintien du couvercle sur la cuve).
- Une limite de remplissage rouge.
- Capacité: 4,5 litres.
- Dimensions: 195 x 135 x 278 mm (L x l x H)
- Couleurs: jaune et blanc.