

Sparadrap Micropore Surgical Tape, 1,25 cm x 9,15 m, non-stérile
Boîte de 24 bobines



Micropore est un sparadrap composé d'un support non tissé en fibres de rayonne et d'une couche adhésive de copolymères d'acrylate évitant ainsi toute irritation de la peau.

Micropore est hypoallergénique et donc particulièrement indiqué en pédiatrie, gériatrie et dermatologie.

Le Micropore permet la perspiration naturelle de la peau prévenant une prolifération bactérienne éventuelle.

Son adhérence est excellente, même si la peau devient humide.

L'ablation, indolore et non épilatoire ne laisse ni traces, ni résidus.

Le Micropore est radio-transparent et peut être stérilisé en rouleau, à l'ETO (Steri-Vac 55°C - désorption ETO : 24heures)

Durée de conservation : 5 ans à température ambiante