

Oxymètre de pouls 02-Easy



- Dispositif portable non invasif utilisé pour mesurer la saturation artérielle en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque aussi bien chez les patients adultes que pédiatriques
- Ne requiert aucun calibrage de routine ni aucune autre opération d'entretien, hormis le remplacement des piles
- L'utilisation du dispositif est simple
- Le dispositif est compact, léger et facile à transporter
- Arrêt automatiquement après 8 secondes d'inactivité
- Fonctionne avec piles AAA (fournies)
- Dimensions: 57mmx33mmx34mm
- Poids: 60g
- Fourni avec bandoulière