

Matelas SLK greencare

Classification anti-escarres 1-4 selon EPUAP



- Dimensions: 90 x 200 x 18 cm

Indications:

- Prophylaxie et thérapie des escarres en tenant compte des autres influences
- Paratonie chez p. ex. des personnes atteintes de démence, en combinaison avec des coussins de positionnement
- Régulation automatique des valves (AVR)
- Réduction significative des points de pression

- S'adapte de manière flexible aux mouvements du patient
- La couverture bi-stretch aide à réduire les frictions
- Bord en mousse qui facilite la mise et la sortie au/du lit du patient
- Housse respirante et hydrophobe
- Cellules de polyuréthane amovibles individuellement
- Facile à nettoyer et à désinfecter
- Aucun coût énergétique

