

Infratrini Flacon de 500 ml



- Infratrini® est une alimentation par sonde complète, hyperénergétique, adaptée pour les nourrissons dès la naissance et jusqu'à l'âge de 18 mois, ou jusqu'à 9 kg
- En bouteille OpTri de 0,5 l
- Sans gluten
- Infratrini® est une denrée alimentaire destinée à des fins

médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels des nourrissons dénutris, à risque de dénutrition ou en cas de retard de croissance.

- A utiliser sous supervision médicale
- Contient du lait, du soja et du poisson