

Thicken up Instant Mix Riz-Tomate Pack de 1 kg



- Nutrition orale médicalisée sous forme de repas mixés salés déshydratés, hypercalorique, riche en protéines
- Poudre à reconstituer avec de l'eau
- Peut être préparé avec une consistance IDDSI 3 (purée fluide) ou IDDSI 4 (purée lisse)
- Indiqué en cas de malnutrition et/ou à risque de problèmes de mastication et/ou de déglutition (dysphagie).

- Dosage:
 - Portion: 70g de poudre (+ 150 à 250ml d'eau bouillie)
 - 305KCAL/portion
 - 17g protéines/portion
- Goûts: pomme de terre aux légumes, riz à la tomate, oeuf à la provençale
- Sans gluten