

Testeur de glycémie HS200 Rossmax



- Le glucomètre HS200 permet un suivi fiable de son taux de glycémie grâce à la technologie GDH-FAD évitant toute imprécision causée par l'oxygène ou les sucres non-glucosés tels que le maltose et le galactose
- Répondant à toutes les normes et exigences, il offre une alternative fiable et économique aux modèles plus répandus
- Compatible avec les lancettes Alphacheck Soft
- Caractéristiques :
 - Dispositif d'AutoSurveillance Glycémique (ASG)
 - Calibrage automatique
 - Absorption rapide et résultat en moins de 5 secondes
 - Mesure de 20 à 600 mg/dL
 - Fonction d'éjection de la tigette usagée
 - Large Écran 3,5x3,5cm
- Fonction alarme de rappel
- Fonction alarme - hypoglycémie et hyperglycémie paramétrable (Hi / Lo)
- Mémoire de 500 prises de mesure
- Moyenne sur 7, 14 et 30 jours
- Faible volume sanguin nécessaire 0,7 µl
- Alimentation 2 piles AAA, d'une autonomie de 1000 tests
- Dimensions : 55 x 108 x 10 mm
- Poids : 52g (sans les piles)
- Contient :
 - Lecteur de glycémie
 - Autopiqueur, compatible avec lancettes Alphacheck
 - 10 lancettes
 - Sacoche de transport