

Matelas Viscoflex Air



- Matelas moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³ avec insert HR 40 kg/m³ et coussin(s) Polyair
- Dimensions: 90 x 200 x 14 cm
- Prévention: risque élevé
- Patient non-levé dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent
- L'Insert Polyair :
 - Pour une réduction renforcée et ciblée des pressions transcutanées
 - Implantation des cellules en nid d'abeilles pour une optimisation de la surface de contact
- Elasticité et résistance du matériau Laxprene
 - Réduction des effets de macération grâce à la circulation d'air entre les cellules
- Protection Polymaille®: housse intégrale
- Enduction de polyuréthane anallergique sur textile type jersey traité antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible, imper-respirante afin de diminuer de l'effet de macération et imperméabilisée
- Ouverture sur 3 côtés et face inférieure antidérapante
- Respect des normes au feu EN597-1 & EN597-2