

## Mallette d'infirmière, rose



- C'est "la" mallette compacte pour infirmières
- Conçue pour les professionnels qui exercent une assistance médicale limitée ou transportent du matériel
- Avec un design intérieur qui permet de modifier la configuration des espaces afin d'accueillir différents types de produits
- 2 poches frontales pour objets personnels (gants, collecteur d'aiguilles...)
- Bandoulière démontable
- Fermeture à cadenas
- Dimensions: 340 x 250 x 110 mm
- Capacité: 9,35 L
- Poids: 1,48 kg
- Matériau: 420D Serge Polyester Jacquard
- Lavable
- Couleur: rose
- Capacité max. recommandée: 3 kg
- La mallette est livrée vide