

## Aérosol GCare Home AeroPlus



- AeroPlus est un nébuliseur à compresseur à piston pour l'aérosolthérapie
- Conçu pour les soins à domicile, il trouve également des applications pour un usage intensif grâce au puissant compresseur homologué pour un fonctionnement non-stop
- Facile à utiliser et à transporter grâce à sa taille compacte et son compartiment dédié au rangement des accessoires et des médicaments
- AeroPlus comprend un nébuliseur à jet HI-FLO qui a réussi le test de compatibilité avec les principes actifs les plus prescrits
- Accessoires inclus:
  - Nébuliseur à jet HI-FLO
  - Masque adulte avec cordons élastiques
  - Masque enfant avec cordons élastiques
  - Embouchure
- Embout nasal (non invasif)
- Tuyau d'air
- Filtre à air
- Caractéristiques:
  - Compresseur Pompe à piston sans huile et sans entretien
  - Alimentation électrique 230 V-50 Hz
  - Pression maximale 3,0 bars 43,5 psi 300 kPa
  - Pression de service 1,3 bar 18,9 psi 130 kPa
  - Débit d'air maximal 16 l/min
  - Débit d'air de fonctionnement 5,2 L/min
  - Taux de nébulisation avec 2 ml de solution de NaCl à 0,9 % 0,50 ml/min
  - MMAD ( $\mu\text{m}$ ) EN 13544-1 3,25
  - Cycle de service fonctionnement non-stop
  - Niveau de bruit 60 dBA
  - Taille (LxIxH) 15,5 x 15,5 x 10 cm
  - Poids 1,45 kg